

# Gen-Os

Compra hoy y recíbelo mañana



## 100% hueso cortical y esponjoso colagenado


Fotografía cortesía del Dr. Álvaro Rodríguez Martín

### Indicaciones clínicas

Específicamente recomendadas



PEQUEÑOS O MEDIANOS DEFECTOS A DOS PAREDES



PEQUEÑOS O MEDIANOS DEFECTOS PERI-IMPLANTARIOS



PEQUEÑOS O MEDIANOS DEFECTOS INFRAÓSEOS



ALVÉOLOS POST-EXTRACCIÓN



AUMENTO DEL SENO MAXILAR


# Gen-Os

## Sustituto óseo en grano 250-1000 micras

### Ventajas de los "Dual-phase"

Gen-Os® se reabsorbe gradualmente y asegura una acción de soporte para la formación ósea, contribuyendo a **preservar la forma y el volumen del injerto original (propiedad osteoconductiva)**.

Además, gracias a su contenido de colágeno, el producto facilita la formación del coágulo hemático y la consiguiente invasión de las células reparadoras y regeneradoras, favoreciendo la completa "restitución e integración" del déficit óseo.



Fotografía cortesía del Dr. David Sevilla López

### MODO DE EMPLEO

Debe estar siempre hidratado y bien mezclado con unas gotas de solución fisiológica estéril para activar su matriz de colágeno y aumentar su adhesividad; también puede ser mezclado con la sangre del paciente.

**Composición** 100% granulado mix **Tiempo de reentrada** Aprox. 5 meses

Origen Porcino   Equino	Nombre	Envase	Precio
M1052FS   M1052FE	Gen-Os	0,25 gr. (Aprox. 0,4 cc)	56 €
M1005FS   M1005FE	Gen-Os	0,50 gr. (Aprox. 0,8 cc)	79 €
M1010FS   M1010FE	Gen-Os	1,0 gr. (Aprox. 1,6 cc)	125 €
M1020FS   M1020FE	Gen-Os	2,0 gr. (Aprox. 3,2 cc)	234 €