



Piezas de mano con sierra



Rápidas, robustas y duraderas

Las piezas de mano con sierra fueron concebidas especialmente para la conversión de osteotomías y extracción de hueso. Incluso después de años de uso al máximo de revoluciones, el rendimiento de corte constante está garantizado.



Trabajar en todas las direcciones

Nuestras piezas de mano con sierra S-8 R, S-8 S y S-8 O ofrecen una solución perfecta y duradera para las osteotomías de reorientación y la extracción de hueso con movimiento sagital, oscilante o recíproco.

No importa la dirección que escoja, en W&H tendrá siempre una solución de confianza a su lado.

Ventajas

- Sofisticada geometría de la hoja de sierra para una excelente potencia de corte
- Una misma velocidad de propulsión para los 3 tipos de sierra
- Duraderos y robustos por su acero inoxidable de gran calidad
- Para un movimiento sagital, oscilante o recíproco
- Surtido de hojas de sierra, suficiente para todas las aplicaciones quirúrgicas
- Baja vibración y extremadamente silenciosa
- Desmontables para una limpieza profunda

Piezas de mano con sierra

Modelo:	S-8 R	S-8 O	S-8 S
Transmisión:	3,25:1	3,4:1	3,25:1
Sistema de acoplamiento:	ISO 3964 (DIN 13.940)		
Elevaciones / ángulos:	1,8 mm	12°	3°
Frecuencia (trayectorias/min):	12.300	11.800	12.300
Revoluciones máximas:	40.000 min ⁻¹	40.000 min ⁻¹	40.000 min ⁻¹
Desmontable:	sí	sí	sí