

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adición ingredientes biocidas.
- Alta actividad enzimática.
- Compatible con todos los desinfectantes, materiales y lavadoras.
- Aprobado por los principales fabricantes de endoscopios como Karl Storz, Richard Wolf y Pentax.

**APLICACIONES:**

- Limpieza de endoscopios rígidos y flexibles, accesorios de endoscopios, instrumental quirúrgico, odontológico y ortopédico
- Baños de ultrasonido.
- Limpieza profunda antes de esterilización en el autoclave.

**COMPOSICIÓN:**

- Proteasas
- Amilasas
- Lipasas
- Celulasas
- Etilenglicol
- Tensioactivos no iónicos
- Cloruro de alquil dimetil bencil amonio
- Perfume

**PRESENTACIONES:**

- Envases de 1L y 5L.