


Mincro™

KIT PARA INJERTOS ÓSEOS

Fijación simple en un kit compacto

Kit compacto y completo para injertos de hueso onlay y procedimientos de regeneración tisular guiada

Sistema rentable que se puede personalizar a su práctica



Tornillos de titanio que proporcionan una sujeción y fijación óptimas

Tornillos autoperforantes de 1,6 mm para fijar membranas y realizar injertos de hueso onlay

Tornillos de 1,2 mm y tornillos auto-perforantes de 1,6 mm para fijar y elevar membranas y realizar injertos de hueso onlay



OMI™

SISTEMA DE SUJECIÓN PARA ORTODONCIA

El diseño del orificio y reborde de la cabeza del implante aseguran un anclaje fiable.



Tornillos 1.2 mm y 1.6mm disponibles en 6mm, 8mm, 10mm y 12mm

Tornillos auto-perforantes patentados que eliminan la necesidad de perforación previa

TRADICIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN

PRODUCTOS QUE MEJORAN LA VIDA DE LAS PERSONAS



Importador oficial

Ixom

Tel./Fax 93 414 30 59
www.ixom.es · info@ixom.es



Ixom