

**EFICACIA:**

Frente a bacterias, hongos (incluyendo Aspergillus) y virus, según las normas EN13697, EN13624, EN14476.

**CARACTERÍSTICAS:**

- 30% de contenido en alcohol.
- Compatible con todo tipo de materiales.
- No requiere dilución.

**APLICACIONES:**

Desinfección de equipos y superficies clínicas:

- Camillas y mesas de operaciones
- Camas de hospitalización
- Pantallas
- Goteros y sillas de ruedas
- Carros de curas
- Interior de ambulancias
- Equipos de diálisis

**COMPOSICIÓN:**

- Cloruro de didecil dimetil amonio.
- 2-Fenoxietanol.
- Cinamaldehído.
- Isopropanol.
- Excipientes y agua.

**PRESENTACIONES:**

- Envase en spray de 750ml y botella de 1.500ml.
- También disponible en kit con toallitas.